

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu *Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế khác phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku*
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- D/s **Hoàng Thị Thanh Hương**, Trưởng khoa Dược – Vật tư y tế
 - Địa chỉ: Đường Dương Minh Châu, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 - Số điện thoại: 091.404.5254
 - Email: khoaduocbvlaovabenhphoigl@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – Vật tư y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku
 - Địa chỉ: Đường Dương Minh Châu, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
 - Nhận qua email: khoaduocbvlaovabenhphoigl@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 15 tháng 10 năm 2025 đến trước 17h ngày 28 tháng 10 năm 2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật, Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn	Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu trắng, không nhãn. Bịch 500 cái.	Cái	25.000
2	Khẩu trang y tế 4 lớp	Bao gồm: - 03 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ polypropylene - 01 Lớp giữa: Vải lọc được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn. Hộp 50 cái	Cái	30.000
3	Mũ phẫu thuật vô trùng	Vô trùng. Quy cách: Gói/01 cái.	Cái	2.000

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật, Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
4	Hộp an toàn	Chất liệu: Carton trắng bóng 01 mặt, có khả năng chống thấm, dày 1.5mm. Màu sắc: Màu vàng. Có vạch kẻ $\frac{3}{4}$ miệng bì và có dòng chữ “KHÔNG ĐUNG QUÁ VẠCH NÀY” và “CHỈ ĐUNG CHẤT THẢI SẮC NHỌN”. Dung tích 5 lít. Quy cách: Hộp/01 cái.	Cái	300
5	Bông Gạc đắp vết thương 8cm x 20cm (vải không dệt, tiệt trùng)	Nguyên liệu: lớp ngoài là vải không dệt Polyester và Rayon (hoặc Polyester và Viscose), thấm nước; lớp trong là sợi bông cotton 100%, hút nước; quy cách 8cm x 20cm; Loại: tiệt trùng (bằng khí EO). Gói 10 miếng	Miếng	1.000
6	Cồn 90 độ	Thành phần: 90% ethanol. Can 30 lít	Lít	60
7	Anti D	Quy cách: 10ml/Lọ.	Lọ	1
8	Kim luồn tĩnh mạch số 18	• Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cân quang • Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu. • Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau • Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, có khả năng lưu kim đến 96h. • Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da • Cửa chích thuốc nằm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch, máu.. • Nguyên liệu FEP • Tiệt trùng bằng khí EO 1.3x45mm - 90ml/min. Hộp 100 cái	Cái	100
9	Kim luồn tĩnh mạch số 22	• Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cân quang • Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu. • Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau • Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, có khả năng lưu kim đến 96h. • Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da • Cửa chích thuốc nằm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch, máu.. • Nguyên liệu FEP • Tiệt trùng bằng khí EO Số 22G: 0.9x25mm - 36ml/min. Hộp 100 cái	Cái	4.000
10	Dây cho ăn có nắp số 16	Được sản xuất từ nhựa PVC, không độc hại, không gây kích ứng. Có nắp đậy. Số 16, Bì 01 cái	Cái	20
11	Bộ hút đàm kín	Dùng để hút đàm nhớt, chất nhầy ở hầu họng bệnh nhân để đảm bảo quá trình hô hấp được thuận lợi. Bì 01 cái	Cái	100

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật, Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
12	Dây oxy 1 nhánh các số	Dây thở oxy chất liệu nhựa PVC, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn. Loại 1 nhánh, các số. Bì 01 cái	Cái	100
13	Gel bôi trơn 82g	Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo... đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. Tuýp/82 g	Tuýp	5
14	Giấy in nhiệt	Kích thước: 57mm x 30m. Bì 1 cuộn	Cuộn	50
15	Khẩu trang N95	Loại 5 lớp, có van. Hộp 20 cái	Cái	500
16	Ống ly tâm Falcon 50ml	Ống thiết kế có nắp vặn màu xanh, đáy nhọn, in sẵn định lượng. Chất liệu: Nắp PE, ống bằng nhựa PP. Kích thước: 50ml. Gói 100 cái	Cái	500
17	Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm huyết học	Dung dịch ly giải hồng cầu sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount - Thành phần: Quaternary ammonium salt 27 g/l (2.7 %) Detergent (Tergitol TMN6) 0,02% Preservative (Ethylhexadecylammonium bromide) 1 g/l (0,1%) Sodium sulfate 1 g/l (0,1%) - Đóng gói: 2x1L	Hộp	2
18	Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học	Dung dịch pha loãng sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount - Thành phần: Sodium chloride 2.5 g/l (0.25 %) Inorganic phosphate buffer 5.6 g/l (0.56 %) Sodium sulphate 10 g/l (1 %) EDTA < 1 g/l (< 0.1 %) Preservative (sodium azide) < 0.5 g/l (< 0.05 %) - Đóng gói: 1x 20L	Thùng	3
19	Dung dịch rửa máy dùng cho xét nghiệm huyết học	Dung dịch rửa máy sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount - Thành phần: Sodium phosphate 2,61 g/l Potassium phosphate 0.23 g/l EDTA 0.29 g/l Surfactant (Polydocanol) 0.95 g/l Preservative (Sodium azide) 0.5 g/l Bromocresol Green < 0.001 g/l - Đóng gói: 1L - Độ bền sau khi mở nắp: 90 ngày	Chai	1

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật, Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
20	Hóa chất nội kiểm huyết học 3 mức (Thấp -Trung Bình-Cao)	Vật liệu kiểm soát sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount - Đóng gói: [CẤP ĐỘ 1] 2.5 ml khoảng thấp (nắp xanh da trời) [CẤP ĐỘ 2] 2.5 ml khoảng bình thường (nắp xanh lá cây) [CẤP ĐỘ 3] 2.5 ml khoảng cao (nắp đỏ) - Thành phần: Các tế bào máu được ổn định gồm hồng cầu (từ người), bạch cầu (từ động vật có vú, mô phỏng) và thành phần tiểu cầu. Hộp (3 x 2.5ML)	Hộp	2
21	Bilirubin toàn phần	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần. Quy cách: 5 x 25ml	Hộp	2
22	Bilirubin trực tiếp	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Biliburin trực tiếp. Quy cách: 5 x 25ml	Hộp	2
23	Cholesterol	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol. Quy cách: 4 x 100ml	Hộp	1
24	Creatinine	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine. Quy cách: 4 x 100ml	Hộp	2
25	Glucose	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose. Quy cách: 4 x 100ml	Hộp	2
26	GOT(ASAT)	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng GOT. Quy cách: 8 x 50ml	Hộp	2
27	GPT (ALAT)	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng GPT. Quy cách: 8 x 50ml	Hộp	2
28	LDH	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng LDH. Quy cách: 4 x 20ml + 1 x 20ml	Hộp	1
29	Protein	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Total Protein. Quy cách: 4 x 100ml	Hộp	1
30	Triglycerides	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides. Quy cách: 4 x 100ml	Hộp	1
31	Urea	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Urea. Quy cách: 8 x 50ml	Hộp	1
32	Uric acid	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid. Quy cách: 4 x 100ml	Hộp	1
33	Que thử đường huyết	Tương thích với máy đo đường huyết GlucoDr. Hộp 50 test	Test	100
34	Dung dịch sát khuẩn 2%/ 500ml	Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 2,0 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside... Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium. Chất làm đặc, hương liệu. Chai 500ml	Chai	60

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật, Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
35	Viên sủi khử khuẩn 2,5g	Thành phần, hàm lượng hoạt tính: Sodium Dichloroisocyanurate Anhydrou (NaDCC) 50% (2,5g trên viên 5g). Quy cách: Hộp /100 viên.	Viên	3.000
36	Bộ nhuộm vi sinh Ziehl Neelsen	Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbol Fuchsin chai 100ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai 100ml và Methylene Blue chai 100ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 3 chai x 100ml	Bộ	8

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Hàng hóa được giao vào tận kho của Khoa Dược – Vật tư y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku. Địa chỉ: Đường Dương Minh Châu, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Yêu cầu hàng hóa được vận chuyển, bảo quản đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KDVTYT.

GIÁM ĐỐC

Mai Minh Hiền